

INTRODUCCION :

En la atención de la parada cardio-respiratoria en muchas ocasiones surgen problemas porque el material necesario para su atención , no se sabe, no se encuentra o no esta en el lugar adecuado; sobre todo en las unidades en que estas situaciones se dan esporádicamente. Surge la necesidad de su homologación.

METODO :

En la disposición del material, dos claves:

- 1º En su orden en los cajones siga el del método de la **RCP**.
- 2º Y dentro de estos en un **KIT**

A. Apertura vía aérea.


D. Drogas, medicación

B. Ventilación

E. Electrocardiograma

C. Masaje Cardíaco

F. Fibrilación



CONCLUSIONES:

Siguiendo el método de la **RCP**. y la distribución en **KIT**.

1. Se sabe donde esta ubicado el material.
2. El carro recuerda constantemente al método y viceversa.
3. Aumenta la seguridad y eficacia en la atención a la urgencia